

產品描述	應用	顧客	零件號
人造皮脂，25g	普遍的	洗衣劑、個人護理產品和化妝品的製造商。	1700-0700
人造皮脂，200g			1700-0702
人造皮脂，500g			1700-0704
人工耳垢，50g	普遍的	聽覺設備製造商。	1700-0701
人工耳垢，200g			1700-0711
Gamble's 人工肺液，無殺菌安定劑，200mL	類似於肺中肺泡和間質巨噬細胞吞噬後吸入顆粒會接觸到的液體。Gamble 溶液代表肺深處の間質液。	醫療器械與研究	1700-0800
Gamble's 人工肺液，含殺菌安定劑，200mL	類似於肺中肺泡和間質巨噬細胞吞噬後吸入顆粒會接觸到的液體。Gamble 溶液代表肺深處の間質液。	醫療器械與研究	1700-0808

### 儲存和運輸

皮脂和耳垢在氬氣下裝瓶。存放在冰箱中(4°C)。打開後 30 天丟棄任何剩餘的配方。3 週內交貨。抵達後冷藏。保質期1年。

無殺菌安定劑，必須保持冷凍(-4°C)。用冰袋冷凍快遞運輸，到貨冷凍，必須在8天內到貨。保質期1年。

含殺菌安定劑的製劑可以保持在室溫下。無特殊運輸要求。

附表 B 3822.00 (實驗室試劑)