

【一】品种说明

【来源】本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】取干姜饮片 6000 g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 8.5%~16.5%），干燥（或干燥，粉碎），加辅料适量，混匀，制粒，制成 1000 g，即得。

【性状】本品为黄白色至棕黄色颗粒；气微，味辛辣。

【二】特征图谱

1、样品制备

制备方法 参照物溶液 取干姜对照药材 0.5 g，加甲醇 25 mL，超声处理（功率 250 W，频率 40 kHz）30 分钟，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。

2、分析条件

色谱柱	Platisil® ODS, 4.6 mm x 250 mm, 5 μm (Cat# 99503)		
流动相	A: 乙腈	B: 水	
	时间 / 分钟	A/%	B/%
	0~5	15 → 35	85 → 65
	5~25	35 → 70	65 → 30
	25~40	70 → 90	30 → 10
	40~50	90	10
流速	1.0 mL/min		
进样量	10 μL		
柱温	40 °C		
检测波长	215 nm		

3、实验图谱

