



Sepax Technologies

BEST FOR YOUR SEPARATION

**WE TAKE
CARE.**

**40 %
off**

**Free
Demo
Column**

活動期間：即日起至
2023.12.31 止

立行科技



02-2776-6931



sales@analab.com.tw

LINE Official Account

**好友
募集中**

@analab

加入LINE，與我們交朋友！
查詢產品或進行訂購





Sepax Technologies

公司簡介/研發團隊:



Sepax Technologies 是一家2002於美國成立的公司，20年來憑藉創新的技術以及穩定的品質持續深耕HPLC領域，尤其SRT-C使用的獨特技術改善了分析ADC藥物的嚴重脫尾情況，專業的技術遍及 1.分析方法開發 2.製備放大需求 3.客製化填料，相信Sepax能給您最全面且專業的服務。


SRT-C: 為SEC(size exclusion chromatography)分離管柱系列

Sepax 的三大保證




如何選擇管柱

專為分析生物製劑而生的管柱



如何選擇管柱



取代管柱列表



一流的品質 實惠的價格

	Sepax	Tosoh	Waters	Agilent	Thermo	Phenomenex
SEC	SRT SEC-100 SRT-C SEC-100	—	—	Agilent Bio SEC-5 100Å	BioBasic SEC 120	—
	SRT SEC-150 SRT-C SEC-150	TSKgel G2000SWxL	—	Agilent Bio SEC-5 150Å	—	BioSep-SEC-S2000
	SRT SEC-300 SRT-C SEC-300	TSKgel G3000SWxL	—	Agilent Bio SEC-5 300Å	BioBasic SEC 300 MAbPac SEC-1	BioSep-SEC-S3000
	SRT SEC-500 SRT-C SEC-500	TSKgel G4000SWxL	Xbridge Protein BEH 450 SEC	Agilent Bio SEC-5 500Å	—	BioSep-SEC-S4000
	SRT SEC-1000 SRT-C SEC-1000	—	—	Agilent Bio SEC-5 1000Å	BioBasic SEC 1000	—
	SRT SEC-2000 SRT-C SEC-2000	—	—	Agilent Bio SEC-5 2000Å	—	—
	Zenix SEC-80	—	—	—	—	—
	Zenix SEC-100	TSKgel Super SW G2000	Xbridge Protein BEH 125 SEC	Agilent Bio SEC-3 100Å	—	—
	Zenix SEC-150	TSKgel Super SW G2000	Xbridge Protein BEH 125 SEC	Agilent Bio SEC-3 150Å	—	—
	Zenix SEC-300	TSKgel Super SW G3000	Xbridge Protein BEH 200 SEC BioResolve SEC mAb Column	Agilent Bio SEC-3 300Å Agilent AdvanceBio SEC300Å	—	Phenomenex Yarra SEC 3000
Unix-C SEC-300	TSKgel UP-SW3000	Acquity UPLC Protein BEH 200 SEC	—	—	bioZen 1.8um SEC-3	
IEX	Proteomix SCX	TSKgel SP-5PW	Protein-Pak Hi Res IEX SP BioResolve SCX mAb	Agilent Bio IEX SCX	ProPac SCX-10 MAbPac SCX	—
	Proteomix WCX	TSKgel CM-5PW	Protein-Pak Hi Res IEX CM	Agilent Bio IEX WCX	ProPac WCX-10 ProPac Elite WCX	bioZen WCX
	Proteomix SAX	TSKgel SuperQ-5PW TSKgel QAE-2SW	Protein-Pak Hi Res IEX Q	Agilent Bio IEX SAX	ProPac SAX-10	—
	Proteomix WAX	TSKgel DEAE-5PW	—	Agilent Bio IEX WAX	ProPac WAX-10	—
	Antibodix	TSKgel CM-STAT	Protein-Pak Hi Res CM	Agilent Bio IEX WCX	ProPac WCX-10	bioZen WCX
HIC	Proteomix HIC Phenyl	TSKgel Phenyl-5PW	—	—	—	—
	Proteomix HIC Butyl	TSKgel Butyl-NPR	Protein-Pak Hi Res HIC	AdvanceBio HIC	ProPac HIC-10 MAbPac HIC-10	—
	Proteomix HIC Propyl	—	—	—	—	—
	Proteomix HIC Ethyl	TSKgel Ether-5PW	—	—	—	—
AFC	ProAqa Excel	TSKgel ProteinA-5PW	—	Agilent Bio-Monolith Protein A	MAbPac Protein A POROS proteinA	—



還在為買錯管柱而煩惱嗎？

Sepax 管柱的Demo服務
讓您買的安心又放心。

40%
off

Free
Demo
Column

活動期間：即日起至
2023.12.31 止

01 填寫管柱Demo表單



02 審核 (2-3天)



03 收貨後3周內完成測試)

*需提供測試圖譜

成功 | 購買此管柱

失敗 | 免費退回管柱

即刻聯絡索取試用表單

立行科技



02-2776-6931



sales@analab.com.tw

LINE Official Account

好友
募集中

@analab

進入LINE後，點選「加入好友」
並搜尋ID或掃描QR碼！

