

DAICEL Daicel Chiral Columns Product List

管柱種類 Column Type		商品名稱 Column Name	USP#	應用範圍 Separation Compounds	主要移動相 Mobile Phases
多 糖 衍 生 物 類 管 柱	鍵合型 Immobilized Type	CHIRALPAK® IA-3/IA		含有醃胺基、 芳香環取代基、 巰基硝基、 磺醃基、氰基、 羥基、氨基等 基因化合物， 以及氨基衍生物等	Chloroform, THF, MtBE, Alkane, Alcohol, Acetonitrile, Acetone, etc
		CHIRALPAK® IB-3/IB			
		CHIRALPAK® IC-3/IC			
		CHIRALPAK® ID-3/ID			
		CHIRALPAK® IE-3/IE			
		CHIRALPAK® IF-3/IF			
	塗 覆 型 Coated Type	正相型 Normal Phase	CHIRALPAK® AD-3/AD-H/AD		L51
			CHIRALPAK® AS-3/AS-H/AS		
			CHIRALPAK® AY-3/AY-H		
			CHIRALPAK® AZ-3/AZ-H		
			CHIRALCEL® OD-3/OD-H/OD		L40
			CHIRALCEL® OJ-3/OJ-H/OJ		L80
		逆相型 Reverse Phase	CHIRALCEL® OZ-3/OZ		
			CHIRALCEL® OX-3/OX		
			CHIRALCEL® OB-H/OB		
			CHIRALCEL® OC-H/OC		L70
			CHIRALCEL® OA/OF/OG/OK		
			CHIRALPAK® AD-3R/AD-RH		L51
			CHIRALPAK® AS-3R/AS-RH		
CHIRALPAK® AY-3R/AY-RH					
CHIRALPAK® AZ-3R/AZ-RH					
CHIRALCEL® OD-3R/OD-RH/OD-R	L40				
CHIRALCEL® OJ-3R/OJ-RH	L80				
CHIRALCEL® OZ-3R/OZ-RH					
CHIRALCEL® OX-3R/OX-RH					
蛋白質 Protein based	α ₁ -酸性醃蛋白管柱	CHIRALPAK® AGP	L41	水溶性醫藥品、農藥	Reverse Phase System
	纖維二糖水解酶管柱	CHIRALPAK® CBH			
	人體血清白蛋白管柱	CHIRALPAK® HSA	L79		
特 殊 型 管 柱	耐溶劑型冠醚管柱 Immobilized Crown Ether Type	CROWNPAK® CR-I(+)		氨基酸、氨基醇、 胺類等，對掌中心旁邊 有一級胺的化合物	Perchloric acid aqueous Methanol, Acetonitrile
		CROWNPAK® CR-I(-)			
	冠醚管柱 Crown Ether Type	CROWNPAK® CR(+)	L66	氨基酸類、 伯胺類鏡像異構物	Perchloric acid aqueous
		CROWNPAK® CR(-)			
	離子交換管柱 Anion-exchange Type	CHIRALPAK® QD-AX		N-保護氨基酸、N-保護縮 胺基、氨基磺酸、 氨基磷酸、芳香基羧酸	Chloroform THF, Alkane Alcohol
		CHIRALPAK® QN-AX			
		CHIRALPAK® ZWIX(+)			
		CHIRALPAK® ZWIX(-)			
	配基交換管柱	CHIRALPAK® WH	L32	氨基酸或氨基酸 衍生物、羥基羧酸	CuSO ₄
		CHIRALPAK® MA(+)			
聚甲基丙烯酸酯管柱	CHIRALPAK® OP(+)		含芳香基團化合物	Alkane, Alcohol	
	CHIRALPAK® OT(+)				